

СТОЙКА МОБИЛЬНАЯ для размещения медицинского оборудования

Инструкция по сборке



Предназначение:

Стойка разборная, передвижная, предназначена для размещения медицинских приборов и оборудования в условиях как стационарных ЛПУ, так и полевых госпиталей.

Размещению подлежат приборы, оснащенные кронштейнами для крепления на стандартных еврейлингах.

При отсутствии на приборах кронштейнов для крепления возможно применить полку универсальную, приборную.

Характеристики:

Высота, ширина, длина:

- В собранном состоянии 1890 x 1000 x 710 мм

- В сложенном состоянии – 200 x 250 x 1200 мм

Вес – 19 кг

Распределенная нагрузка на рейлинги - 300 кг (макс.)

диаметр колес - 125 мм.

Конструкция изготовлена из алюминиевого сплава, окрашена порошковой эмалью (подлежит дезинфекции стандартными способами).

Сборка и разборка производится одним человеком в течение 10 мин.

Сборка (в течение 10 мин)



1

2



3





4





5





6



7



8



9



10



Опция:
крепление держателя для инфузионной стойки



В сборке используются крепление фиксированными штырями и завинчивающимися барашками



Стойка имеет 2 типа колес:

- Регулируемые по высоте, поворотные
- Фиксированные, неповоротные

Данная конструкция позволяет выставлять стойку в горизонт.

Комбинация 2х типов колес с одной стороны сохраняет мобильность стойки, а с другой, улучшает устойчивость.



Изготовлено по заказу
Экстен Медикал (группа Технопроект):
ООО «ЭнергоАрм»
www.enarm.ru



При поддержке:

МЧС РОССИИ ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова
тел: (812) 339-39-39, 607-59-00

Россия, Санкт-Петербург
Клиника №2:
197374, ул. Оптиков, д. 54
тел. (812) 339-39-39
www.arcerm.ru
e-mail: medicine@arcerm.spb.ru